

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Serine Racémase Pour Wb Et Elisa - Q9Gzt4

Numéro d'article: CM0003854



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-serine racémase, réactif avec l'homme, pour les applications WB et ELISA. La serine racémase convertit la L-sérine en D-sérine, un co-agoniste des récepteurs NMDA ; pertinente pour les études en neurologie et sur la schizophrénie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Sérine racemase Rabbit mAb
Alias	ILV1, ISO1, Serine racemase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	63826
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la sérine racémase humaine (NP_068766.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9GZT4
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace