

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serine Racémase (Srr) Pour Wb, Elisa - Q9Gzt4

Numéro d'article: CM0025463



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sérine racémase humaine (SRR) pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Poids moléculaire : 37 kDa. Idéal pour les études sur la synthèse de D-sérine et les récepteurs NMDA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRR Rabbit pAb
Remarques / Alias	ILV1; ISO1; SRR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	63826
GeneID	63826
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-340 de la SRR humaine (NP_068766.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZT4
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace