

Anticorps Polyclonal Anti-Transporteur De Sérotonine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q60857

Numéro d'article: CM0030214

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la région N-terminale du transporteur de sérotonine de souris (SERT/Slc6a4). Validé en WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation de la sérotonine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Transporteur de sérotonine pAc Lapin
Remarques/Alias	Htt; Sert; 5-HTT
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6532
GeneID	15567
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-85 du transporteur de sérotonine de souris (NP_034614.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q60857
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace