

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpina10 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk55

Numéro d'article: CM0026829



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SERPINA10 de haute qualité validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît la SERPINA10 humaine, murine et rat (inhibiteur de protéase dépendant de la protéine Z), essentielle pour la recherche sur la coagulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SERPINA10
Remarques/Alias	PZI ; ZPI ; SERPINA10
Espèce	Humain
GenelD (humain)	51156
GenelD	51156
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UK55
Poids moléculaire protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace