

Anticorps Polyclonal Anti-Serpina12 Pour Wb, Elisa - Q8Iw75

Numéro d'article: CM0030720



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine SERPINA12 (Vaspin) humaine. Validé pour WB et ELISA ; réagit croisé avec l'humain et la souris. Adapté aux études sur l'action insulinaire et le tissu adipeux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERPINA12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OL-64 ; SERPINA12
Espèce	Humain
GeneID	145264
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-320 de la SERPINA12 humaine (NP_776249.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IW75
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac isothermique