

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpina6 Pour Wb, Elisa - P08185

Numéro d'article: CM0028376



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la SERPINA6 humaine (globuline liant les corticostéroïdes/transcortine), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude du transport des glucocorticoïdes et de la biologie des hormones stéroïdiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERPINA6 Lapin pAb
Remarques/Alias	CBG; SERPINA6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	866
ID de gène	866
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 136-405 de la SERPINA6 humaine (NP_001747.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08185
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace