

Anticorps Polyclonal Anti-Serpina9 Pour Wb, Elisa - Q86Wd7

Numéro d'article: CM0020747

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la SERPINA9 humaine (Serpine A9), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient à l'étude de la biologie des lymphocytes B du centre germinatif et de la fonction des serpinines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERPINA9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GCET1 ; SERPINA11 ; SERPINA11b ; SERPINA9
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	327657
GenelD	327657
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110 à 210 de la SERPINA9 humaine (NP_783866.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q86WD7
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant