

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpinb1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30740

Numéro d'article: CM0029909



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SERPINB1 pour la détection de l'inhibiteur de l'élastase des leucocytes en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Soutient les études sur l'immunité innée et l'inhibition des protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERPINB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EI; LEI; PI2; MNEI; PI-2; HEL57; M/NEI; ELANH2; HEL-S-27; SERPINB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1992
GeneID	1992
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-379 du SERPINB1 humain (NP_109591.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30740
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace