

Anticorps Polyclonal Anti-Serpinb13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uiv8

Numéro d'article: CM0017244

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SERPINB13 (Hurpin/Headpin). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Poids moléculaire prédit : 44 kDa. Idéal pour les études sur la biologie cutanée et la différenciation des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERPINB13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HUR7 ; PI13 ; headpin ; HSHUR7SEQ ; SERPINB13
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5275
GeneID	5275
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la SERPINB13 humaine (NP_036529.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9UIV8
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace