

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpina2/Pai-2 Pour Wb Et Elisa - P05120

Numéro d'article: CM0020520



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SERPINB2 (PAI-2) humain pour Western blot (WB) et ELISA. Ce réactif soutient la recherche sur l'inhibition de l'activateur du plasminogène de type urokinase, la fonction des serpins et les applications de DIV connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SERPINB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAI; PAI2; PAI-2; PLANH2; HsT1201; SERPINB2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5055
ID de Gène	5055
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-415 du SERPINB2 humain (NP_002566.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P05120
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace