

Anticorps Polyclonal Anti-Serpinb6 Pour Wb, Elisa - P35237

Numéro d'article: CM0029239

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SERPINB6 validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'inhibition des sérines protéases, la perte auditive et la régulation des protéines cytoplasmiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SERPINB6 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAP; PI6; PTI; PI-6; SPI3; DFN91; MSTP057; SERPINB6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5269
GeneID	5269
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-300 de SERPINB6 humain (NP_004559.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35237
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace