

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpinb9 (Pi9/Cap-3) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P50453

Numéro d'article: CM0030048



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SERPINB9 de grade IVD validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la serpine B9 (PI9/CAP-3) humaine, murine et de rat, un inhibiteur cytoplasmique de la granzyme B. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERPINB9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PI9; CAP3; PI-9; CAP-3; SERPINB9
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5272
Identifiant de gène	5272
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 170-308 de la SERPINB9 humaine (NP_004146.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50453
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac isotherme