


Anticorps Polyclonal Anti-Serpine2 Pour Wb, Elisa - P07093

Numéro d'article: CM0016119



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SERPINE2 (Nexine dérivée des cellules gliales/Protease nexin 1), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Swiss P07093.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERPINE2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GDN ; PI7 ; PN1 ; PNI ; PI-7 ; PN-1 ; GDNPF ; SERPINE2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5270
GeneID	5270
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P07093
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace