


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpine2 Pour Wb, Elisa - P07093

Numéro d'article: CM0027906



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant le SERPINE2 humain (Nexine dérivée des cellules gliales, PN-1). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études sur l'inhibition des sérine protéases et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-SERPINE2
Remarques/Alias	GDN ; PI7 ; PN1 ; PNI ; PI-7 ; PN-1 ; GDNPF ; SERPINE2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5270
GeneID	5270
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-398 du SERPINE2 humain (NP_006207.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P07093
Poids Moléculaire Protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace