

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpinf2 Pour Wb Et Elisa - P08697

Numéro d'article: CM0013045

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre SERPINF2 (alpha-2-antiplasmine). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la fibrinolyse et les sérpines. - P08697

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin SERPINF2
Remarques/Alias	AAP, API, PLI, A2AP, alpha2AP, ALPHA-2-PI, SERPINF2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	5345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 302-491 de SERPINF2 humain (NP_001159392.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08697
Poids Moléculaire Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace