


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Serping1 Pour Wb Et Elisa - P05155

Numéro d'article: CM0002798



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine SERPING1 humaine (inhibiteur de la protéase C1 plasmatique), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de la voie du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-SERPING1
Remarques / Alias	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	710
ID du gène	710
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 de la protéine SERPING1 humaine (P05155).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05155
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac isotherme