


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serping1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05155

Numéro d'article: CM0019930



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SERPING1 validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec le SERPING1 humain, murin et de rat. Convient pour les études de la voie du complément, de la coagulation et de la génération de kinines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-SERPING1
Remarques/Alias	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Espèce cible	Humain
GeneID (humain)	710
GeneID	710
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-500 du SERPING1 humain (NP_001027466.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05155
Poids moléculaire protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace