


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serping1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05155

Numéro d'article: CM0016494



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SERPING1 humain (inhibiteur C1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie du complément, la coagulation et le système des kinines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | SERPING1 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | C1IN, C1NH, HAE1, HAE2, C1INH, SERPING1                                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                                                         |
| GeneID             | 710                                                                                                                            |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-500 du SERPING1 humain (NP_000053.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS              | P05155                                                                                                                         |
| Poids moléculaire  | 55kDa                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |