

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpini1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99574

Numéro d'article: CM0013327



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SERPINI1/neurosépine humain, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la plasticité synaptique, de la neurodégénérescence et de l'inhibition des protéases dans les tissus cérébraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SERPINI1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PI12; HNS-S1; HNS-S2; neurosépine; SERPINI1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5274
GeneID	5274
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 181-410 du SERPINI1 humain (NP_005016.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99574
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace