

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpini2 Pour Wb, If-P, Elisa - O75830

Numéro d'article: CM0013626

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SERPINI2 validé pour le Western blot, l'immunofluorescence (IF-P) et l'ELISA. Détecte le SERPINI2 humain et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, contribuant aux recherches sur les inhibiteurs de protéases et le pancréas.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERPINI2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MEPI ; PI14 ; PANCPIN ; TSA2004 ; SERPINI2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5276
GeneID	5276
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56-405 du SERPINI2 humain (NP_006208.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O75830
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace