


Anticorps Polyclonal Contre L'activateur De La Pp2A Ser/Thr (Ptpa) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15257

Numéro d'article: CM0022584



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre la PTPA/PPP2R4 humaine, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour étudier la régulation de la PP2A, l'apoptose et les mécanismes des maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Activateur de la PP2A Ser/Thr (PTPA), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Synonymes	PP2A ; PR53 ; PPP2R4 ; activateur de la PP2A Ser/Thr (PTPA)
Espèce	Homme
GeneID (humain)	5524
GeneID	5524
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 323 de l'activateur de la PP2A Ser/Thr (PTPA) humain (NP_821067.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q15257
Poids moléculaire	41 kDa
Expédition	Sac de glace