

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sesn2 Pour Wb, Elisa - P58004

Numéro d'article: CM0016378



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SESN2 humain (Sestrin-2/HI95), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation mTOR et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SESN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HI95 ; SES2 ; SEST2 ; SESN2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	83667
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P58004
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace