

Anticorps Polyclonal Anti-Sesn3 Pour Wb, Elisa - P58005

Numéro d'article: CM0025170

Introduction

Anticorps anti-SESN3 polyclonal de lapin validé pour WB et ELISA. Détecte le SESN3 humain (57 kDa), un capteur de leucine et protecteur contre le stress oxydatif. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et le stress. - P58005

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	pAb Lapin SESN3
Remarques/Alias	SEST3; SESN3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	143686
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-310 du SESN3 humain (NP_653266.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P58005
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace