

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sestrine 1 (Pa26/Sest1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6P5

Numéro d'article: CM0002237

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la sestrine 1 humaine (PA26/SEST1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation TORC1, du stress oxydatif et de la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	sestrine 1 mAb de lapin
Remarques/Alias	PA26; SEST1; sestrine 1
Espèce	Humain
ID de gène	27244
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la sestrine 1 humaine (Q9Y6P5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6P5
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace