

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sestrine 2 Pour Wb, Elisa - P58004

Numéro d'article: CM0007304



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Sestrine 2 validé pour la WB et l'ELISA, présentant une réactivité croisée avec la SESN2 humaine, murine et de rat. Ce régulateur métabolique inductible par le stress agit comme un capteur de leucine modulant mTORC1 ; il convient aux recherches sur le stress oxydatif et la signalisation des nutriments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Sestrine 2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HI95 ; SES2 ; SEST2 ; Sestrine 2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	83667
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 300-400 de la Sestrine 2 humaine (NP_113647.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P58004
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac réfrigérant