

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Setbp1 Pour Wb, If/Cci, Elisa - Q9Y6X0

Numéro d'article: CM0030226

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SETBP1 à haute spécificité pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit avec la protéine SETBP1 humaine (175 kDa). Utile pour l'étude des leucémies myéloïdes et des déficits intellectuels.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SETBP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SEB; MRD29; SETBP1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	26040
Identifiant de gène	26040
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-242 de la SETBP1 humaine (NP_001123582.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y6X0
Poids moléculaire de la protéine	175 kDa
Expédition	Sac de glace