

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Setd1B Pour Wb Et Elisa - Q9Ups6

Numéro d'article: CM0019895



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SETD1B humain (KMT2G), adapté pour le transfert Western (Western blotting - WB) et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Pour la recherche en biologie de la chromatine et en hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SETD1B Lapin pAb
Remarques/Alias	KMT2G; Setd1B; IDDSELD; SETD1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23067
GeneID	23067
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1673-1770 du SETD1B humain (NP_001340274.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPS6
Poids moléculaire	213kDa
Expédition	Sac de glace