


Anticorps Polyclonal Anti-Setd2 Pour Wb, Elisa - Q9Byw2

Numéro d'article: CM0018249



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SETD2 humain, une histone méthyltransférase. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain. Convient pour la recherche épigénétique, sur le cancer et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SETD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	LLS, HYPB, SET2, HIF-1, HIP-1, KMT3A, MRD70, RAPAS, HBP231, HSPC069, p231HBP, SETD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29072
GeneID	29072
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 803-1103 du SETD2 humain (NP_054878.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9BYW2
Poids Protéique	288kDa
Expédition	Sac de glace