


Anticorps Polyclonal Anti-Setd2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Byw2

Numéro d'article: CM0029520



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SETD2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'histone méthyltransférase impliquée dans H3K36me3, la réparation de l'ADN et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SETD2 pAb de lapin
Remarques/Alias	LLS; HYPB; SET2; HIF-1; HIP-1; KMT3A; MRD70; RAPAS; HBP231; HSPC069; p231HBP; SETD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29072
GeneID	29072
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2475-2564 de la protéine SETD2 humaine (NP_054878.5)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYW2
Poids de la protéine	288 kDa
Expédition	Sachet de glace