

Anticorps Polyclonal Anti-Setd3 Pour Wb, Ip, Elisa - Q86Tu7

Numéro d'article: CM0018943



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SETD3 humain (hSETD3/C14orf154), validé pour WB, IP et ELISA. Spécifique de l'histidine N-méthyltransférase de l'actine, ~67 kDa. Idéal pour les études du cytosquelette et de la méthylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SETD3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	hSETD3 ; C14orf154 ; SETD3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	84193
GeneID	84193
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 72 et 329 de SETD3 humain (NP_115609.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q86TU7
Poids moléculaire	67 kDa
Expédition	Sac de glace