

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Setd5 Pour If/Icc, Elisa - Q9C0A6

Numéro d'article: CM0014484

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SETD5 validé pour IF/ICC et ELISA. Détecte SETD5 humain, une histone méthyltransférase impliquée dans le développement cérébral et la régulation de la chromatine. Idéal pour la recherche en neurodéveloppement et en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SETD5 pAb de Lapin
Remarques/Alias	MRD23; SETD5A; SETD5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-740 de SETD5 humain (NP_001073986.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9C0A6
Poids Moléculaire Protéique	158kDa
Expédition	Sac de glace