

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Setd5 Pour Wb - Q9C0A6

Numéro d'article: CM0026916

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SETD5 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation de la chromatine dans le développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SETD5 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRD23 ; SETD5A ; SETD5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1054-1153 du SETD5 humain (NP_001073986.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9C0A6
Poids moléculaire	158kDa
Expédition	Sac de glace