

Anticorps Polyclonal Anti-Setd6 Pour Wb, Elisa - Q8Tbk2

Numéro d'article: CM0027756



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SETD6 humaine, une N-lysine méthyltransférase impliquée dans la signalisation NF- κ B et l'auto-renouvellement des cellules souches. Validé pour WB et ELISA ; réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SETD6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SETD6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79918
GeneID	79918
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-473 de la SETD6 humaine (NP_001153777.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TBK2
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace