


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Setdb1 (Validé Par Ko) Pour Wb, If-P, Elisa - Q15047

Numéro d'article: CM0028862



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la méthyltransférase d'histone SETDB1, validé par KO. Convient pour WB, IF-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la répression transcriptionnelle, de la formation de l'hétérochromatine et des mécanismes épigénétiques dans le cancer et les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] SETDB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ESET; KG1T; KMT1E; TDRD21; H3-K9-HMTase4; B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9869
GeneID	9869
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-397 de SETDB1 humaine (NP_001230420.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15047
Poids moléculaire	143kDa
Expédition	Sac de glace