

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Setdb2 Pour Wb, Elisa - Q96T68

Numéro d'article: CM0029905



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant SETDB2 humain (KMT1F), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat, ce qui en fait un choix idéal pour la recherche épigénétique sur la méthylation des histones et l'extinction des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SETDB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CLLD8; CLLL8; KMT1F; C13orf4; SETDB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83852
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 148-378 de SETDB2 humain (NP_114121.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96T68
Poids moléculaire	82kDa
Expédition	Sac de glace