

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Setmar Pour Ihc-P Et Elisa - Q53H47

Numéro d'article: CM0025396



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SETMAR/Metnase humain pour IHC-P et ELISA, ciblant une protéine de fusion histone méthyltransférase-transposase de 78kDa impliquée dans la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SETMAR Lapin pAb
Remarques/Alias	Mar1; METNASE; SETMAR
Espèce	Humain
ID de gène	6419
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 de SETMAR humain (NP_006506.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q53H47
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace