

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Set/Taf1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q01105

Numéro d'article: CM0008353



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la protéine humaine SET/TAF1. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la transcription et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SET/TAF1 Lapin mAb
Remarques/Alias	2PP2A; IGAAD; MRD58; TAF-I; I2PP2A; IPP2A2; PHAPII; TAF-IBETA; SET/TAF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6418
GeneID	6418
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-290 de SET/TAF1 humain (Q01105).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01105
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace