


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sf1 Pour Wb Et Elisa - Q15637

Numéro d'article: CM0029095



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur d'épissage humain 1 (SF1/BBP/ZFM1), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'épissage et la transcription des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BBP; MBBP; ZFM1; ZNF162; D11S636; ZCCHC25; SF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7536
GeneID	7536
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 280 de la protéine SF1 humaine (NP_973727.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15637
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace