


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sf3A1 Pour Wb, Elisa - Q15459

Numéro d'article: CM0028822



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SF3A1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la sous-unité 1 du facteur d'épissage 3A, essentielle pour l'assemblage du spliceosome et l'épissage de l'ARN pré-messager.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SF3A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PRP21; PRPF21; SAP114; SF3A120; SF3A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10291
GeneID	10291
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 715-785 de SF3A1 humain (Q15459)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q15459
Poids moléculaire	89kDa
Expédition	Sac de glace