


Anticorps Polyclonal Anti-Sf3A3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12874

Numéro d'article: CM0028032



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-SF3A3 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec SF3A3 humain, souris, rat, une sous-unité du facteur d'épissage de 59kDa de la U2 snRNP. Convient pour la recherche sur le traitement de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SF3A3 Lapin pAb
Remarques/Alias	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10946
ID de Gène	10946
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 292-501 de SF3A3 humain (NP_006793.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12874
Poids Protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace