

Anticorps Monoclonal Anti-Sf3B1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075533

Numéro d'article: CM0011698



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le facteur d'épissage SF3B1 humain, composant de l'U2 snRNP. Validé pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le spliceosome et le traitement des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SF3B1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MDS ; PRP10 ; Hsh155 ; PRPF10 ; SAP155 ; SF3b155 ; SF3B1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23451
Identifiant du gène	23451
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de SF3B1 humain (075533).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075533
Poids moléculaire de la protéine	146 kDa
Expédition	Sac de glace