

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sf3B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075533

Numéro d'article: CM0023426



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SF3B1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; détecte le SF3B1 humain, murin, de rat (sous-unité 1 du facteur d'épissage 3B, ~146 kDa). Idéal pour la recherche sur le spliceosome et l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-SF3B1
Remarques/Alias	MDS ; PRP10 ; Hsh155 ; PRPF10 ; SAP155 ; SF3b155 ; SF3B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23451
GeneID	23451
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-144 du SF3B1 humain (NP_001005526.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75533
Poids moléculaire protéique	146 kDa
Expédition	Sac de glace