

Anticorps Monoclonal Anti-Sf3B3/Sap130 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15393

Numéro d'article: CM0008427



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SF3B3/SAP130 humain validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte SF3B3 chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'épissage et les études sur le spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SF3B3/SAP130 Rabbit mAb
Remarques / Alias	RSE1; SAP130; SF3b130; STAF130; SF3B3/SAP130
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23450
GeneID	23450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1101-1217 de SF3B3/SAP130 humain (Q15393)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15393
Poids de la protéine	136 kDa
Expédition	Sac de glace