


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sf3B4 Pour Wb Et Elisa - Q15427

Numéro d'article: CM0023810



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SF3B4 validé pour WB et ELISA avec des échantillons humains, murins et de rat. Cible la sous-unité 4 du facteur d'épissage 3B pour la recherche sur le spliceosome - Q15427.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SF3B4
Remarques/Alias	AFD1 ; Hsh49 ; SAP49 ; SF3b49 ; SF3B4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10262
GeneID	10262
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de SF3B4 humain (NP_005841.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15427
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace