

## Anticorps Polyclonal Anti-Sf3B6 Pour Wb Et Elisa - Q9Y3B4

Numéro d'article: CM0018042



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SF3B6 validé pour WB et ELISA, détectant la protéine SF3B6 humaine et murine (14 kDa), un composant central du snRNP U2 essentiel à l'assemblage du spliceosome et à la reconnaissance du site de branchement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | Anticorps polyclonal de lapin anti-SF3B6                                                                                                   |
| Remarques/alias     | P14 ; Ht006 ; SAP14 ; SAP14a ; SF3B14 ; CGI-110 ; HSPC175 ; SF3B14a ; SF3B6                                                                |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                                    |
| ID du gène (humain) | 51639                                                                                                                                      |
| ID du gène          | 51639                                                                                                                                      |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 125 de la protéine SF3B6 humaine (NP_057131.1). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                                      |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Réactivité croisée  | Humaine, murine                                                                                                                            |
| SWISS               | Q9Y3B4                                                                                                                                     |
| Poids moléculaire   | 15 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                               |