


Anticorps Monoclonal Anti-Sfpq Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Numéro d'article: CM0004430



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SFPQ de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible le facteur d'épissage riche en proline et en glutamine impliqué dans l'épissage des pré-ARNm, la régulation transcriptionnelle et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SFPQ
Remarques/Alias	PSF ; POMP100 ; PPP1R140 ; SFPQ
Espèce	Humain
ID de gène	6421
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600-707 du SFPQ humain (P23246).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23246
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace