


Anticorps Polyclonal Anti-Sfpq Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Numéro d'article: CM0013886



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SFPQ (PSF) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire : 76 kDa. Adapté à la recherche sur l'épissage et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFPQ Rabbit pAb
Remarques / Alias	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	6421
Identifiant de gène	6421
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 578-707 de la protéine SFPQ humaine (NP_005057.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23246
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace