

Anticorps Polyclonal Anti-Sfrp2 Pour Wb Et Elisa - Q96Hf1

Numéro d'article: CM0027405

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SFRP2 humaine, validé pour des applications en Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris ; idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFRP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FRP-2 ; SARP1 ; SDF-5 ; SFRP2
Espèce	Humain
GeneID	6423
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-295 de la SFRP2 humaine (NP_003004.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q96HF1
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace