

Anticorps Monoclonaux Anti-Sfrp4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

Numéro d'article: CM0004919

Introduction

Anticorps monoclonaux recombinants de lapin ciblant le SFRP4 humain (sFRP-4), validés pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation Wnt et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SFRP4 Lapin mAb
Remarques/Alias	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6424
GenelD	6424
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-300 du SFRP4 humain (Q6FHJ7).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6FHJ7
Poids Protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace