

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sfrp4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

Numéro d'article: CM0026254

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SFRP4 pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité confirmée avec l'humain, la souris et le rat. Un outil précieux pour étudier la modulation de la voie Wnt et le développement osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFRP4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6424
GenelD	6424
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-346 de la SFRP4 humaine (NP_003005.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6FHJ7
Poids moléculaire	40kDa
Expédition	Sac de glace